

**BALF**




## **Лампа Вуда TW-80**

Диагностическая лампа, которая используется для наблюдения и исследования изменений кожи и кожных заболеваний. Она может быть использована для оценки дерматозов, сопровождающихся типичной флуоресценцией, а также подходит для исследования витилиго и оценки некоторых видов рака кожи.

Легкий и прочный - может использоваться как в медицинской практике, так и при выездах на дом

# Области применения

Клещи	Актинический кератоз
Грибковые споры	Грибок кожи
Опоясывающий лишай	Бактериальные инфекции
Эритразма	Витилиго
Отрубевидный лишай	Себорея
Инфекции <i>pseudomonas aeruginosa</i>	Акне
Порфирии	Микозы
Пигментные изменения (гипер- и гипопигментация)	



Пожалуйста, используйте лампу для освещения кожи животного в затемненной комнате, если кожа меняет цвет под светом, значит она заражена грибками или бактериями.

## Технические параметры

Длина волны	365 нм
Мощность	5 Вт
Материал	Материал: Алюминиевый сплав
Вес нетто	145 г
Диаметр	45 мм
Размеры	159 мм
Тип выключателя	Кнопка включения/выключения
Срок службы	100000 часов
Требуется батарея	1 × 18650 батарея (в комплекте)

## В комплекте



Лампа Вуда  
Инструкция  
Аккумулятор